



Arkansas, white stones	140
<i>Abrasivos Arkansas, blanco</i>	

Cerámica		Ceramics	
<i>CeraLine</i>	10 - 13	<i>CeraLine</i>	
Carburo de Tungsteno		Tungsten Carbide	
<i>Carburo operativos</i>	16 - 35	<i>Operative carbides</i>	
<i>Preparación de coronas</i>	36 - 38	<i>Crown preparation</i>	
<i>Eliminador de coronas</i>	39 - 41	<i>Crown remover</i>	
<i>Instrumentos de acabado tipo Q</i>	42 - 43	<i>Q-Finishers™</i>	
<i>Instrumentos de acabado</i>	45 - 61	<i>Finishing instruments</i>	
<i>Removedor de adhesivos ortodóncicos</i>	62	<i>Orthodontic de-bonding</i>	
<i>Instrumentos especiales</i>	63	<i>Specialty instruments</i>	
Acero		Steel	
<i>Fresas/Instrumentos de acabado</i>	66 - 67	<i>Burs/Finishing instruments</i>	
<i>Instrumentos especiales</i>	68	<i>Specialty instruments</i>	
Diamante		Diamond	
<i>Diamantes S</i>	72 - 77	<i>S-Diamonds®</i>	
<i>Instrumentos de punta guía</i>	78 - 79	<i>Pin-Diamonds®</i>	
<i>Diamantes ZR</i>	80 - 81	<i>ZR-Diamonds™</i>	
<i>Serie 2000</i>	82 - 85	<i>Series 2000</i>	
<i>Diamantes Turbo</i>	86 - 88	<i>Turbo-Diamonds</i>	
<i>Instrumentos de preparación</i>	89 - 125	<i>Preparation instruments</i>	
<i>Instrumentos de micropreparación</i>	126 - 128	<i>Micropreparation</i>	
<i>Puntas sónicas</i>	129 - 130	<i>Sonic tips</i>	
<i>Instrumentos especiales</i>	131 - 132	<i>Specialty instruments</i>	
<i>Diamantes operativos</i>	133 - 134	<i>Operative diamonds</i>	
<i>Tiras y discos de diamante</i>	135 - 137	<i>Diamond discs and strips</i>	
Abrasivos cerámica		Abrasives	
<i>Abrasivos Arkansas , blanco</i>	140	<i>Arkansas, white stones</i>	
Pulidores		Polishers	
<i>Composite</i>	144 - 148	<i>Composite</i>	
<i>Cerámica</i>	149 - 150	<i>Ceramics</i>	
<i>Amalgama</i>	151	<i>Amalgam</i>	
<i>Metales</i>	152	<i>Metal</i>	
<i>Acrílicos</i>	153 - 155	<i>Acrylics</i>	
<i>Pulidores universales/Cepillos/Auxiliares</i>	156 - 159	<i>Universal polishers/Brushes/Auxiliaries</i>	
Endodoncia		Endodontics	
<i>Ensanchadores</i>	162 - 163	<i>Reamers</i>	
<i>Fresas acceso</i>	164 - 165	<i>Access burs</i>	
Sistemas de pernos		Root post systems	
<i>ER</i>	168 - 178	<i>ER</i>	
<i>Poste tipo "T"</i>	179 - 195	<i>T-Post</i>	
<i>Poste de reparación</i>	196 - 197	<i>RepairPost</i>	
Cirugía/Implantología		Surgery/Implantology	
<i>Cerámica</i>	200 - 201	<i>Ceramics</i>	
<i>Carburo de Tungsteno</i>	202 - 211	<i>Tungsten Carbide</i>	
<i>Acero</i>	212 - 212	<i>Steel</i>	
<i>Diamante</i>	213	<i>Diamond</i>	
Juegos de instrumentos/Accesorios		Instrument kits/Auxiliaries	
<i>Juegos</i>	216 - 229	<i>Kits</i>	
<i>Artículos especiales</i>	230 - 233	<i>Auxiliaries</i>	

White Stones

Abrasivos Blancos

601



		10
Grit · Grano		420
Grit version · Tipo de granulometría		extra fine

FG




601.314. ...

420

- _{max.} 120000 min⁻¹
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- For fine working on composites
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- Para el pulido de composites

649



		10
Grit · Grano		420
Grit version · Tipo de granulometría		extra fine

FG




649.314. ...

420

- _{max.} 120000 min⁻¹
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- For fine working on composites
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- Para el pulido de composites

645



		10
Grit · Grano		420
Grit version · Tipo de granulometría		extra fine

FG




645.314. ...

420

- _{max.} 120000 min⁻¹
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- For fine working on composites
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- Para el pulido de composites

661



		10
Grit · Grano		420
Grit version · Tipo de granulometría		extra fine

FG



661.314. ...

420

- _{max.} 120000 min⁻¹
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- For fine working on composites
- _{opt.} 20000 - 30000 min⁻¹
- Para el pulido de composites

